

PentaLock Eco



Stativo con base di ridotta dimensione, con ruote.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 969,90

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 795,00

Ammontare IVA € 174,90

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

Descrizione

Stativo di Montaggio Pentalock Eco con base a cinque bracci con ruote, per posizionare ausili per la comunicazione e computer / tablet su letti, divani o sedie a rotelle.

Il design coniuga il classico stativo con ruote di REHAdapt, in questo modello con colonna di altezza fissa, con base dal ridotto ingombro.

La stabilità è mantenuta dal contrappeso alla base di 15 Kg.

Questo stativo è contraddistinto inoltre da colonna ad altezza fissa, tutti i giunti hanno viti a brugola.

Capacità di carico: 5 Kg

Peso dello stativo: 23 Kg

Base: 64,8 cm

Altezza stativo: 130 cm

Altezza comunicatore: 84-159 cm

Video Pulire & disinfettare

Disponibilità: Su richiesta.

Prescrivibilità (LEA 65/17): [braccio di sostegno snodabile per sensori di comando 24.24.03.003](#)