

Optimax Trackball



Mouse trackball senza fili, con 3 pulsanti.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 439,20

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 360,00

Ammontare IVA € 79,20

Produttore: [Pretorian](#)

Descrizione

Il trackball Optimax è un mouse con una grande sfera centrale, compatto e senza fili, non richiede competenze motorie eccellenti ed è adatto ad un ampio numero di utenti.

Con un range di funzionamento superiore a 10 metri, il mouse Optimax è ideale per garantire la partecipazione di tutti.

il trackball Optimax è un mouse a sfera dal basso profilo con scudo di protezione e soli tre tasti disposti intorno alla sfera.

Lo spostamento del puntatore si ottiene, muovendo la sfera nella direzione in cui si vuole spostare il puntatore del mouse sul monitor.

I tasti permettono di controllare il click sinistro, il click destro, ed il trascinamento.

Lateralmente sono presenti due ingressi per sensori esterni per le funzioni click sinistro, click destro, attivabili con due sensori (non inclusi).

Optimax è stato progettato allo stato dell'arte delle trasmissioni radio con intervallo di funzionamento senza interferenza superiore a 10 metri. Utilizza la banda radio ISM globale a 2,4 GHz.

Connettore: USB/ps2

Batteria: 9 VDC per il ricevitore non inclusa

Ingressi sensori: due

Compatibilità: Windows, Mac, Linux, Android

Prescrivibilità: LEA 22.36.21.003

Disponibilità: su richiesta