

Overlay Designer Pro V2




Software per la creazione e stampa di tabelle di comunicazione per dispositivi di comunicazione AMDi.

Prezzo

Produttore: [AMDi](#)

Descrizione



Overlay Designer Pro è il programma per la preparazione e stampa con simboli TechSym, per i dispositivi di comunicazione della AMDi a fine comunicativo, e/o riabilitativo e/o per attività didattiche.

Il programma permette di creare le proprie tabelle di comunicazione, permettendo di inserire le proprie immagini o simboli, o di utilizzare i simboli TechSym inclusi col programma stesso, inserendoli nella tabella con un click del mouse.

Il programma include oltre 2200 simboli TechSym dimensionabili secondo il numero di messaggi del vs dispositivo e disponibili a colori.

Il programma include i modelli predisposti per tutti i dispositivi di comunicazione AMDi.

I materiali creati potranno essere poi plastificati e/o ritagliati, o utilizzati raccolti in un quaderno o attaccati sul tavolino posto sulla carrozzina, per l'utilizzo nei vari ambienti o per l'etichettatura degli ambienti sia domestici che scolastici che riabilitativi che in qualsiasi altro luogo, sia in singoli simboli che per intere frasi o azioni.

Overlay Designer di AMDi è il software perfetto per la creazione di tabelle di comunicazione e tabelle basate su scene visuali ("visual scene")! Permette oltre che di creare schede di comunicazione personalizzate, anche di programmare la memoria flash dei dispositivi della serie Smart, di stampare le tabelle ed archiviare i file audio per le tabelle direttamente dal tuo PC (solo per serie Smart).

Basta aprire un modello, scegliere i simboli dalla propria libreria o dalla libreria Tech / Sym, aggiungere testo, stampare e inserire la tabella appena stampata nel dispositivo delle serie Smart o Tech.

Per i sistemi a più livelli è possibile la programmazione di tutte le tabelle per tutti i livelli avendo tutto in un unico file.

Funzionalità:

Creazione e Stampa delle tabelle

Archiviazione file audio

Trasferimento file audio su dispositivi Smart / Series (con apposita interfaccia Flash Programmer)

Ricerca facile di simboli o immagini digitali

Inserimento di file audio in ogni cella o gruppo o voce registrata tramite il microfono del tuo PC

Specifiche Tecniche

Sistema operativo: da Windows Xp a Windows 10

Processore: 1Ghz o superiore

Memoria: 1 Gb RAM

Spazio su Hard Disk: 300 Mb

Distribuzione: CD o online

Disponibilità: sempre disponibile

Modalità operative: si veda articolo [Overlay Designer Pro v2](#)