

Tech Chat 16



Comunicatore multi-messaggio ad 16 messaggi. Selezione diretta, con uscita in voce - Audio digitalizzato, multilivello

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 1560,38

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 1279,00

Ammontare IVA € 281,38

Produttore: [AMD](#)

Descrizione

Tech Chat 16 è un comunicatore con uscita in voce, a sei livelli, a selezione diretta ad sedici messaggi per livello, progettato per aiutare la comunicazione attraverso la selezione diretta.

Usando la tecnologia "Real-Voice", Tech Chat 16 offre una riproduzione vocale con audio ad alta qualità.

Questi sistemi sono facili da usare, resistenti e robusti.

La membrana resistente all'acqua funziona con un tocco leggero.

I dispositivi della serie Tech hanno diverse opzioni che consentono di personalizzare il dispositivo di comunicazione in base alle proprie esigenze.

Per tutta la serie Tech e Smart di AMDi esistono piastre di fissaggio compatibili con gli stativi Rehadapt, pertanto è possibile fissarli facilmente ad un tavolo o ad una carrozzina.

In dotazione ha il software (in inglese) [Overlay Designer Pro V2](#) (DEMO) per la creazione e la stampa delle tabelle.

In abbinamento a questo dispositivo suggeriamo l'acquisto del Cd [PCS WMF DELUXE](#) per la personalizzazione delle proprie tabelle.

Caratteristiche distintive:

Ingresso per cuffie esterne per ascolto di feedback sonori

Alta Qualità audio di riproduzione: Real-Voice

Batterie standard

Specifiche:

Numero celle per livello: 16 celle

Numero livelli totali disponibili: 6 livelli

Registrazione e riproduzione 96 messaggi

Tempo di registrazione per il singolo messaggio: 4,5 secondi

Dimensione della cella 3,8 *8,9 cm
Dimensioni: L 33,65 x D 20,3 x H 7,62 cm
Peso: 1,36 Kg

Disponibilità: su richiesta