

Eco Lock



Stativo economico con ruote, da letto/carrozzina: Eco Lock

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 933,30

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 765,00

Ammontare IVA € 168,30

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

Descrizione

Lo stativo da letto/carrozzina Eco Lock è un sistema di posizionamento economico per dispositivi a puntamento oculare ed altri ausili di comunicazione.

Consiste in una base su ruote con larghezza interna fissa, ed una colonna verticale ad altezza fissa.

Dalla colonna parte orizzontalmente un braccio spostabile e posizionabile facilmente grazie ai giunti con manopola presenti.

CARATTERISTICHE

- Le gambe sono fra loro divergenti.
- Il tubo che le collega è fisso.
- La colonna ha altezza fissa apri a circa 103 cm, non estendibile (si veda modello con colonna telescopica).
- Il braccio di aggancio permette al display di essere ruotato verticalmente di 90° e orizzontalmente di 160° consentendo il raggiungimento e mantenimento della posizione voluta con un piccolo sforzo.
- Si monta in 10 minuti.

INFO

H (altezza colonna): 103 cm

L (larghezza): 77 cm

P (profondità): 79 cm

D (altezza dispositivo): 55-130 cm

W (peso): 6,5 Kg

Max capacità carico: 10 Kg

Disponibilità: Su richiesta.

