

Doccia di fibre ottiche SHX



Doccia di fibre ottiche SHX. Le fibre ottiche che funzionano in modo coordinato con l'intera stanza.

Prezzo

Produttore: [Qinera](#)

Descrizione

Doccia SHX di fibre ottiche con sorgente luminosa.

La doccia di fibre ottiche è uno dei possibili elementi della stanza SHX. Richiede uno dei [sistemi SHX](#), altrimenti non potrà funzionare

La doccia di fibre ottiche ci stupisce con il suo effetto luminoso, sia stando seduti sia in piedi.

Stimola la **propriocezione e la consapevolezza del corpo**.

Il contatto con le fibre ottiche aiuta a percepire le diverse parti del **corpo**. Ideale per l'apprendimento di causa ed effetto, per il riconoscimento dei colori e per le attività che favoriscono la **comunicazione**.

La doccia di fibre ottiche normalmente viene appesa al soffitto. La doccia di fibre ottiche viene fornita con 200 fili di fibre ottiche da 3 m, sorgente luminosa e supporto a soffitto tramite quattro goli femmina posti ciascuno in prossimità di uno dei 4 angoli del piatto metallico di supporto.

Questo modello di doccia di fibre ottiche viene utilizzato per le stanze con il sistema SHX e offre opzioni di controllo illimitate usando uno qualsiasi degli elementi SHX: scegli qualsiasi colore o cambia il colore delle fibre usando la tua voce, necessita di [Kit Voce SHX \(MSEXKV\)](#) o in base al colore dell'immagine che viene proiettata facente parte delle scene del software SHX.

Adatto nei casi di:

Disabilità motoria dovuta a: lesioni del midollo spinale, sclerosi multipla, SLA, malattie neuromuscolari ...

Paralisi cerebrale

Disturbo dello spettro autistico

Danno cerebrale: ictus, trauma cranico

Disabilità intellettiva

Anziani

Danno visivo

Bambini in tenera età.

Disponibilità: su richiesta

Dimensioni del supporto metallico: 90*50 cm

Lunghezza fascio fibre: 300 cm

Fibre ottiche: Doccia di fibre ottiche SHX

Numeri fili del fascio di fibre: 200
Illuminatore: in dotazione