

Interfaccia AMANEO USB anti tremore



Interfaccia USB anti-tremore per mouse. Per azionare nuovamente mouse e tablet del computer.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 314,76

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 258,00

Ammontare IVA € 56,76

Produttore: [CSS MicroSystems GmbH](#)

Descrizione

L'adattatore assistivo per mouse AMANeo aiuta le persone con tremori alle mani a controllare più facilmente il mouse filtrando i movimenti delle mani tremolanti.

AMANeo filtra elettronicamente il tremito della mano, che può anche essere molto forte, in modo che il puntatore del mouse sul display si sposti comunque senza problemi.

Basta collegare questo dispositivo a qualsiasi PC o Notebook per un controllo più fluido.

Può essere regolato per compensare tremori di intensità variabile. È integrata una funzione di pausa e un arresto del movimento mentre si fa clic.

Specifiche

- Interfaccia USB per Windows, Mac, Android
- Compensazione del tremore regolabile
- Timer clic regolabile
- Ritardo pulsante regolabile
- 2 connettori per sensori esterni (pulsante sinistro / destro del mouse)
- Funziona con ogni mouse o dispositivo mouse assistivo (tranne Bluetooth)
- Dimensioni: 75 x75 x 25 mm

Disponibilità prodotto: sempre disponibile.