

Fibre Ottiche Luminea 2m/3m




Fibre Ottiche Luminea, goditi il ??piacere di toccare i colori

Prezzo

Produttore: [Qinera](#)

Descrizione



Le **variazioni di colore nelle fibre ottiche** aumentano l'**attenzione e la messa a fuoco** dell'utente. Il contatto con le fibre ottiche ci aiuta a percepire diverse parti del **nostro corpo**.

Ideale per apprendere **causa ed effetto**, riconoscendo i colori e le attività che incoraggiano la **comunicazione**. Grazie alla tecnologia **LED**, le fibre ottiche brillano brillantemente attraverso il filo in una **vasta gamma di colori brillanti**.

Disponibili in 2 o 3 metri.

Interagisci con la luce come mai prima d'ora.

Il nostro tubo a bolle Luminea può essere utilizzato insieme a un pulsante 6, un dado gigante, il sensore desiderato o anche con l'app Luminea (disponibile per il download) per controllare i colori del tubo in un modo unico.

Ciò che rende questa straordinaria App ancora più attraente è che consente di controllare **uno o più dispositivi Luminea** e **include anche decine di attività integrate**. L'interattività dell'app ci aiuta a raggiungere diversi obiettivi terapeutici e / o educativi. Usa le attività divertenti e creative che abbiamo fornito o crea facilmente le tue attività con questa app. È senza limiti!



Moltiplica le sue possibilità.

Oltre a far parte di una piccola stanza sensoriale, le **Fibre Ottiche Luminea** possono anche essere parte del [sistema SHX](#) come parte di un **ambiente multisensoriale** più completo, che moltiplica le possibilità interattive all'interno di un sistema integrato che incorpora i restanti dispositivi all'interno della stanza, **tra cui proiezione, suono, vibrazione, ecc.** Tutte le funzionalità offerte dal sistema SHX, come **controllo vocale, puntamento oculare**, uso di vari controller tra cui il Tappetino SHX, Il Dado SHX, Button 6 e altri dispositivi di accesso sono possibili anche con le nostre Fibre Ottiche Luminea.

Scopri di più sulle Stanze Multisensoriali SHX e sull'autentica esperienza immersiva [facendo clic qui](#).

Uno stimolo piacevolmente sorprendente che affascinerà l'utente.

Utile per...

- ? Causa ed effetto
- ? Attenzione e messa a fuoco
- ? Abilità motorie fini
- ? Preferenze / scelte
- ? Autoconsapevolezza
- ? Memoria
- ? Presa del turno
- ? Comunicazione
- ? Abilità sociali

E molti altri benefici terapeutici, grazie alle sue numerose possibilità interattive.
Adatto a

- Paralisi cerebrale
- Disturbo dello spettro autistico
- Lesioni cerebrali: ictus, trauma cranico ...
- Difficoltà di apprendimento
- Gli anziani
- Deficit visivo
- Bambini piccoli, intervento precoce

Caratteristiche

Disponibili in fibre da 2 o 3 metri
Dimensioni: fascio da 150 fili per 2 metri, fascio da 150 fili per 3 metri
Illuminatore Luminea/SHX incluso
Alimentazione: 220V
Alta luminosità

Ingresso per sensore per accensione e cambio casuale del colore
Ingresso per sensore per accensione e modalità sequenziale (ciclo di 7 colori)

Modalità AUTO: cambio colore ciclico (senza necessità di alcun controller)
Modo Compatibile Luminea
Modo Compatibile SHX
Ingresso/uscita DMX
Collegamento: con cavo 3 poli XLR in dotazione per utilizzo in modalità SHX

Ricevitore a radiofrequenza compatibile con i controller Qinera.
Doppio WiFi (sia per la configurazione che per la connessione alla vostra rete)

Disponibilità: su richiesta