

Doccia di fibre ottiche Luminea



Doccia di fibre ottiche Luminea. Splendido effetto di luce proveniente dal cielo.

Prezzo

Produttore: [Qinera](#)

Descrizione

La doccia di **fibre ottiche** ci stupisce con il suo effetto luminoso, sia che siamo seduti o in piedi o sdraiati. Stimola la **propriocezione** e la **consapevolezza del corpo**. Il contatto con le fibre ottiche ci aiuta a percepire le diverse parti del **nostro corpo**. Ideale per apprendere il **causa ed effetto**, il **riconoscimento dei colori** e le attività che facilitano la **comunicazione**.

La doccia in fibre ottiche può essere sospesa al soffitto. Fornita con un fascio di fibre ottiche da 200 fili per 3 m di lunghezza, include **sorgente luminosa e montaggio a soffitto**.

Permette di interagire con la luce come mai prima d'ora.

La nostra doccia di fibre Luminea può essere utilizzata insieme a un pulsante 6, un dado gigante, il sensore desiderato o anche con l'app Luminea (disponibile per il download) per controllare i colori del tubo in un modo unico.

Ciò che rende questa straordinaria App ancora più attraente è che consente di controllare **uno o più dispositivi Luminea** e **include anche decine di attività integrate**. L'interattività dell'app ci aiuta a raggiungere diversi obiettivi terapeutici e / o educativi. Usa le attività divertenti e creative che abbiamo fornito o crea facilmente le tue attività con questa app. È senza limiti!



Moltiplica le sue possibilità.

Oltre a far parte di una piccola stanza sensoriale, le **Fibre Ottiche Luminea** possono anche essere parte del [sistema SHX](#) come parte di un **ambiente multisensoriale** più completo, che moltiplica le possibilità interattive all'interno di un sistema integrato che incorpora i restanti dispositivi all'interno della stanza, **tra cui proiezione, suono, vibrazione, ecc.** Tutte le funzionalità offerte dal sistema SHX, come **controllo vocale, puntamento oculare**, uso di vari controller tra cui il Tappetino SHX, Il Dado SHX, Button 6 e altri dispositivi di accesso sono possibili

anche con le nostre Fibre Ottiche Luminea.

Scopri di più sulle Stanze Multisensoriali SHX e sull'autentica esperienza immersiva [facendo clic qui](#).

Uno stimolo piacevolmente sorprendente che affascinerà l'utente.

Utile per...

- ? Causa ed effetto
- ? Attenzione e messa a fuoco
- ? Abilità motorie fini
- ? Preferenze / scelte
- ? Autoconsapevolezza
- ? Memoria
- ? Presa del turno
- ? Comunicazione
- ? Abilità sociali

E molti altri benefici terapeutici, grazie alle sue numerose possibilità interattive.

Adatto a:

Paralisi cerebrale
Disturbo dello spettro autistico
Lesioni cerebrali: ictus, trauma cranico ...
Difficoltà di apprendimento
Gli anziani
Deficit visivo

Caratteristiche

Numeri fili del fascio di fibre: 200
Lunghezza fascio fibre: 300 cm
Fibre ottiche di alta qualità con durata garantita
Alta luminosità
Compatibile con il sistema SHX.
Modalità AUTO: cambio colore (ciclo) senza controller
Ingresso per sensore per Attivazione e disattivazione modalità AUTO
Ingresso per sensore per modalità sequenziale (ciclo di 7 colori)
DMX
Ricevitore a radiofrequenza è compatibile con i controller Qinera.
Doppio WiFi (sia per la configurazione che per la connessione alla vostra rete)
Compatibile con l'app Luminea
Alimentazione: 220V
Collegamento: con cavo 3 poli XLR in dotazione

Disponibilità: su richiesta