

PentaFloat Eco



Stativo con base di ridotta dimensione, con ruote. Posizionamento ad una mano

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 1396,90

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 1145,00

Ammontare IVA € 251,90

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

Descrizione

Stativo PentaFloat Eco con base a cinque bracci con ruote, e contrappeso, è utile per posizionare ausili per la comunicazione e computer / tablet su letti, divani o sedie a rotelle.

Il design coniuga il braccio di REHAdapt posizionabile con una sola mano, con base dal ridotto ingombro.

La stabilità è mantenuta dal peso alla base di 15 Kg.

Questo stativo è contraddistinto inoltre da colonna ad altezza fissa, tutti i giunti hanno viti a brugola.

Capacità di carico: 2-3,5 Kg

Peso complessivo: 23 Kg

Contrappeso: 15 Kg

Base: 64,8 cm

Altezza colonna: 130 cm

Altezza comunicatore: 84-159 cm

Video Pulire & disinfettare

Stativi con ruote: PentaFloat Eco

Disponibilità: Su richiesta.

Prescrivibilità (LEA 65/17): [braccio di sostegno snodabile per sensori di comando 24.24.03.003](#)