

### Monty 3D QuickShift



Stativo per carrozzina per posizionamento veloce di dispositivi di comunicazione e notebook.

#### Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 976,00

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 800,00

Ammontare IVA € 176,00

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

#### Descrizione

Stativo da carrozzina per dispositivi leggeri di comunicazione e notebook. Permette di collocare i dispositivi in qualsiasi posizione. I giunti sono totalmente riposizionabili in 3D.

Lo stativo ha tre posizioni predefinite: in uso, per uscita, e posizione da riposo (parked).

Lo stativo ha alla sua base un giunto con una leva che ne permette una più facile regolazione.

Il posizionamento rapido del dispositivo è reso più agevole da uno snodo con manopola (non richiede brugola).

La rimozione rapida dello stativo dalla carrozzina è possibile semplicemente tirando in alto lo stativo (sollevandolo).

È possibile il montaggio sia su carrozzine manuali che elettroniche e/o basculanti con alcuni accessori, su telai a tubi quadrati o per le carrozzine elettroniche.

In dotazione tre tubi da 200mm + 500 mm + 300 mm ed un [UDS-22-QS](#).

#### CARATTERISTICHE

- dal 1-01-2020 non è fornito di [morsetto per il fissaggio](#).
- Sono previste tre posizioni predefinite: utilizzo, uscita, parcheggio.
- Per la rimozione rapida dello stativo basta tirarlo verso l'alto dopo aver aperto la leva alla base.

#### MISURE:

**Lunghezza Tubo 1:** 20 cm

**Lunghezza Tubo 2:** 50 cm

**Lunghezza Tubo 3:** 30 cm

**Diametro tubi:** 22 mm

**Capacità massima di carico:** 3 Kg

**Video Pulire & disinfettare**

**Disponibilità:** Su richiesta.

**Prescrivibilità (LEA 65/17):** [braccio di sostegno snodabile per sensori di comando 24.24.03.003](#)