

Morsetto M3D--T NUT 16/6,5 - per tubo con scanalatura



Morsetto M3D -T NUT 16/6,5 (sistema T-Nut) - per tubo con scanalatura 16-6,5 mm max Stativi da carrozzina - Rehadapt.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 152,50

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 125,00


Ammontare IVA € 27,50

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

Descrizione

Morsetto da abbinare a stativi da carrozzina della famiglia Monty 3D, per telai con tubi con profilo a C max. 16 x 6,5 mm (sistema T-nut).

Adatto per le carrozzine elettroniche di "Quantum" o "Invacare".



In abbinamento al morsetto è consigliabile dotarsi anche dell'[Accoppiatore magnetico per stativi da carrozzina](#).

Video Pulire & disinfettare

Disponibilità: Su richiesta.

Prescrivibilità (LEA 65/17): [braccio di sostegno snodabile per sensori di comando 24.24.03.003](#)