

Piatto rettangolare universale per Magic Arm



Piastra di posizionamento per dispositivi vari di forma rettangolare di piccole dimensioni da usare con braccio Magic Arm.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 47,58

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 39,00

Ammontare IVA € 8,58

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

Descrizione

Il Piatto rettangolare universale piccolo serve per posizionare e fissare oggetti piccoli con il Magic Arm.

Per il posizionamento suggeriamo l'utilizzo del braccio [Magic Arm](#) o del braccio flessibile, per il fissaggio degli oggetti sono in dotazione alcune vite .

CARATTERISTICHE:

- Dotato di fori di fissaggio.
- Dimensioni: 6,4 cm x 3,4 cm
- Spessore: circa 3 mm
- Perno con filettatura: 1/4" (passo fotografico)

Disponibilità: sempre disponibile.