

Tastiera con scudo



Tastiera standard abbinata a uno scudo metallico. Lo scudo, detto anche copri tastiera, è rimovibile con facilità e consente di appoggiare tutta la mano sulla tastiera e selezionare i tasti infilando le dita nei fori desiderati, al fine di prevenire digitazioni involontarie.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 193,98

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 159,00

Ammontare IVA € 34,98

Produttore: [ALTRI](#)

Descrizione

La tastiera con scudo è adatta a tutti coloro che hanno **problemi nel controllo fine dell'arto superiore** e vogliono limitare le digitazioni involontarie di più tasti e permettere l'appoggio del palmo della mano sulla superficie della tastiera stessa.

Lo scudo, o griglia copritastiera, è realizzato in acciaio verniciato a polvere con una superficie lavabile e si aggancia direttamente alla tastiera, ma può essere facilmente rimosso se necessario.

La tastiera è una tastiera standard con layout italiano, elegante e resistente con tasti meccanici con feedback.

Ha i tasti sagomati a tutta altezza su una base inclinata sagomata, per una digitazione confortevole.

Alto contrasto per una migliore visibilità con caratteri bianchi e tasti neri, con scudo di colore nero.

Caratteristiche Tecniche:

Layout: Italiano

Connessione: USB

Plug and play, non necessita di driver

Scudo in acciaio verniciato a polvere nero semilucido con superficie lavabile di 1,5 mm di spessore, sagomato e progettato per adattarsi al modello di tastiera ad alto contrasto standard

I fori della griglia (scudo) sono posizionati direttamente sopra i tasti

L'utente può appoggiare la mano sullo scudo della tastiera e premere un solo tasto

Lo scudo si aggancia direttamente alla tastiera con supporti filettati

Dimensioni: 455 x 170 x 25 mm (lunghezza x larghezza x altezza)

Peso: 850 g

Carattere sul tasto incisa al laser per una lunga durata

Piedini pieghevoli per fornire l'inclinazione della tastiera

LED di stato per Maiusc, Num e Blocco Scorr

Disponibilità: su richiesta

Prescrivibilità: [22.36.03.003 tastiera con scudo](#)