

Tastiera XL N/B alto contrasto con scudo



Tastiera standard, con caratteri sui tasti ad alta leggibilità.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 303,78

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 249,00

Ammontare IVA € 54,78

Produttore: [ALTRI](#)

Descrizione

La tastiera XL N/B (tasti con caratteri bianchi a fondo nero) ad alto contrasto con scudo è stata progettata per persone con disabilità visiva per offrire il massimo comfort ed il contrasto migliore per la visualizzazione.

Lo scudo, detto anche copri tastiera, è rimovibile con facilità e consente di appoggiare tutta la mano sulla tastiera e selezionare i tasti infilando le dita nei fori desiderati, al fine di prevenire digitazioni involontarie.

Il carattere stampato di grandi dimensioni, occupa tutta la superficie del tasto, rende il controllo della tastiera molto più semplice e veloce.

Si differenzia dalle tastiere normali per la presenza dei caratteri in MAIUSCOLO sui tasti, caratteri che occupano verticalmente tutta la superficie del tasto.

La confezione **include una luce a led USB** che può essere collegata ad una porta libera nella tastiera, per illuminare i tasti anche in condizioni di scarsa luminosità.

CARATTERISTICHE:

- Connessione USB
- Layout Italiano Qwerty
- È disponibile lo scudo o griglia copritastiera
- Forte contrasto cromatico, con la combinazione del tasto giallo ed il carattere nero grande

Tastiere: Tastiera XL N/B alto contrasto con scudo

- Connettività Plug and Play. Nessun software richiesto
- Alta qualità meccanica e tecnologica
- Feedback tattile
- Due porte USB 2.0 integrate
- Le porte USB supportano 100mA ciascuna
- Compatibile con Windows: Windows 11/10/8
- Lunghezza del cavo 1,5 metri
- Dimensioni: Lunghezza 446 mm, Larghezza 141 mm, Altezza 23 mm
- Peso 840 g
- Certificazioni FCC e CE
- Scudo copritastiera con i fori solo in corrispondenza dei tasti
- **Prescrivibilità:** [22.36.03.003 tastiera con scudo](#)

Accessori opzionali (non inclusi):

- scudo in plexiglass