

Sensore Buddy



Medio sensore singolo, tondo, a pressione con superficie di attivazione di 6,35 cm di diametro.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 94,00

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 94,00

Ammontare IVA

Produttore: [Ablenet inc](#)

Descrizione

Il sensore Buddy è uno standard tra i sensori di medie dimensioni data la misura del diametro di 60mm.

Il sensore è un pulsante azionabile premendo la superficie superiore.

Molto versatile, adatto sia all'utilizzo da parte di bambini che di adulti, sia con gli arti inferiori che superiori, in alcuni casi anche con il capo.

Nella base del sensore sono presenti due fori per il fissaggio tramite viti.

ACCESSORI

Sensori: Sensore Buddy

- Disponibili in rosso, giallo, verde, blu.
- Posizionamento: con braccio [Magic Arm](#) o in alternativa un [braccio flessibile con SuperClamp](#) o [braccio flessibile con pinza](#).

■ INFO

Connessione: cavo

Lunghezza cavo: 152 cm

Attivazione a pressione

Superficie di attivazione: diametro 6,4 cm

Forza di attivazione: 142 g

Corsa prima dell'attivazione: 0,12 cm

Feedback: Uditivo e Tattile

Fissaggio: piatto circolare + magic arm o braccio flessibile

Connettore: Jack da 3,5 mm. mono

Dimensioni: (6,4-cm L x 6,4-cm W x 2,0-cm H)

Prescrivibilità LEA: [24.09.18.003 sensore di comando ad azionamento meccanico](#)

Disponibilità prodotto: su richiesta