


Supporto per telecamera CAM30NXT per puntatore oculare EASYeyes



Adapters

16.1258 - GA Alea Cam 30NXT

00.5266-A 2024-01-23



Rehadapt GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 104
34123 Kassel, Germany
Tel.: +49 561 220 717 0
Fax: +49 561 220 717 99
office@rehadapt.com
https://rehadapt.com

Rehadapt North America


40 Oser Ave, Suite 40-01
Hauppauge, NY 11788
Tel.: 1 (888) 635-6962
Fax: 1 (888) 635-6962
office@rehadapt.com
https://rehadapt.com




Scan me



1x



- 2x 01.0274 M4x6
- 2x 01.0272 Ø4x8mm
- 4x 01.0275 Rubber foot
- 4x 01.0255 M4x10
- 8x 01.0318 M4x6
- 1x 01.0035 2.5mm
- 1x Angle gauge 20°










50 mm [2"]
110 mm [4.3"]
210 mm [8.3"]
220 mm [8.66"]



i **Eye Tracker**

Mounting spot / Montagepunkt
Page / Seite 6



i Cradle Option 1 Page/Seite:2  4x 01.0255	Option 2 Page/Seite:2  4x 01.0255
Option 3 Page/Seite:3  3x 01.0255	Option 4 Page/Seite:4  3x 01.0255
Option 5 Page/Seite:4  2x 01.0274 2x 01.0272 4x 01.0275	Option 6 Page/Seite:5  4x 01.0318

1

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 115,90

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 95,00

Ammontare IVA € 20,90

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

Descrizione

Supporto regolabile per la nuovissima telecamera CAM30NXT per puntamento oculare di alea technologies, con cerniera bloccabile nell'angolo opportuno con la speciale dima in dotazione, adatto come componente aggiuntivo a tutti i supporti per tablet Rehadapt con Universal Device Socket (UDS) o Spigot Link System (SLS).

Si presta molto bene all'utilizzo combinato con il [Supporto universale per tablet 7"-13"](#).

Se non siete sicuri della compatibilità con il vostro supporto per tablet, contattateci scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. document.getElementById('cloak1cfc75e51442b5bc994849d16ca826e3').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy1cfc75e51442b5bc994849d16ca826e3 = 'supportotecnico' + '@'; addy1cfc75e51442b5bc994849d16ca826e3 = addy1cfc75e51442b5bc994849d16ca826e3 + 'easylabs' + '.' + 'it'; var addy_text1cfc75e51442b5bc994849d16ca826e3 = 'supportotecnico[AT]easylabs.it';document.getElementById('cloak1cfc75e51442b5bc994849d16ca826e3').innerHTML += "+addy_text1cfc75e51442b5bc994849d16ca826e3+": [specificando quale tipo di dispositivo vorreste utilizzare e con quale adattatore posteriore.](#)

Compatibilità telecamera: Alea Technologies [CAM30NXT](#)

Video Pulire & disinfettare

Disponibilità: immediata.

Prescrivibilità (LEA 65/17): [braccio di sostegno snodabile per sensori di comando 24.24.03.003](#)