

TeleLock



TeleLock - Stativo da letto e carrozzina, con ruote

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 1213,90

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 995,00

Ammontare IVA € 218,90

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

Descrizione

Lo stativo da letto/carrozzina TeleLock (già conosciuto col nome FloorStand) è un sistema di posizionamento per ausili di comunicazione, progettato in particolare per sistemi di puntamento oculare.

Consiste in una base su ruote ed un piolo verticale, allungabile idraulicamente, da cui parte un braccio con uno snodo cui si monta e fissa il comunicatore.

CARATTERISTICHE

- Il sistema è dotato di un proprio braccio di aggancio che permette al display di essere ruotato verticalmente ed orizzontalmente consentendo il raggiungimento e mantenimento della posizione voluta.
- La base ha le gambe leggermente divaricate per maggiore stabilità.
- È utilizzabile sia con pazienti allettati, che in carrozzina, consentendo in quest'ultimo caso che ci si possa avvicinare quanto si vuole al display.
- L'estensione in altezza varia fra cm 68 e 208.
- Si monta in meno di 5 minuti.

INFO

H (altezza colonna): 103-173 cm

L (larghezza max base): 77cm

P (profondità): 79 cm

D (altezza dispositivo): 68-208 cm

W (peso) : 7,5 Kg

Max capacità carico: 10 Kg

Disponibilità: immediata.

