

Comunicatore Big Step by Step con livelli



Comunicatore multi-messaggio (in sequenza) con livelli, VOCA. Selezione diretta. Audio digitalizzato.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 352,58

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 289,00

Ammontare IVA € 63,58

Produttore: [Ablenet inc](#)

Descrizione

Il comunicatore Big Step by Step con livelli è un comunicatore multi-messaggio, in sequenza, simile al [Big Mack](#) per funzionamento finalità e dimensioni, con in più l'aggiunta dei livelli.

Permette di registrare e riprodurre messaggi in sequenza, su tre livelli, per una durata totale complessiva di 240 secondi.

Collegando un giocattolo adattato (con il cavetto maschio-maschio in dotazione) è possibile azionare il gioco per tutto il tempo di riproduzione del messaggio registrato.

L'attivazione può avvenire tramite la pressione sulla superficie del dispositivo o attraverso un sensore esterno (non in dotazione).

ACCESSORI

- Scudo trasparente
- Altri accessori disponibili (non in dotazione): Tracolla da trasporto, Piatto fissaggio, Top Intercambiabile

INFO

Prescrivibilità: per riconducibilità al comunicatore simbolico 16 caselle cod. ISO 21.42.06.003.

Colori disponibili inclusi: Rosso, Verde, Giallo, Blu

SPECIFICHE TECNICHE

- Tempo registrazione: 240 sec.
- Dimensioni: 13 cm di diametro
- Alimentazione: batteria 9 Volt (non in dotazione)
- Messaggi/Livelli: Illimitati Sequenziali/3
- Ingresso Sensori: 1
- Uscita Giochi/ECU App: 1
- Superficie di Attivazione: 12.7-cm
- Forza d' Attivazione: 85-142-g
- Peso con Batteria (non inclusa): 439-g

Disponibilità prodotto: Sempre disponibile.