

Comunicatore Little Step by Step



Comunicatore multi-messaggio in sequenza VOCA. Selezione diretta. Audio digitalizzato

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 389,18

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 319,00

Ammontare IVA € 70,18

Produttore: [Ablenet inc](#)

Descrizione

Il comunicatore Little Step by Step è un comunicatore multi-messaggio in sequenza simile al Little Mack per funzionamento finalità e dimensioni. Permette di registrare e riprodurre messaggi in sequenza per una durata totale complessiva di 120 secondi. Collegando un giocattolo (con il cavetto in dotazione) è possibile azionare il gioco per tutto il tempo di riproduzione del messaggio registrato. L'attivazione può avvenire tramite la pressione sulla superficie del dispositivo ed anche con un sensore esterno (non in dotazione).

ACCESSORI

Con il Little Step vengono forniti:

- Cavetto di collegamento a dispositivi a batteria
- Scudo trasparente che permette di fissare alla superficie del comunicatore una immagine o simbolo associata al messaggio.

È disponibile il "piatto triangolare piccolo" per il fissaggio al Magic Arm per posizionare adeguatamente Little Step, secondo le necessità dell'utilizzatore.

INFO

Prescrivibilità: per riconducibilità al comunicatore simbolico 16 caselle cod. ISO 21.42.06.003.

SPECIFICHE TECNICHE

- Tempo registrazione: 120 sec.
- Dimensioni: 6,5 cm di diametro
- Forza d'attivazione : 142 g
- Peso con batteria: 439 g
- Alimentazione: batteria 9 Volt (non in dotazione)
- Colori: sempre fornito con top verde, giallo, rosso, blue

Disponibilità prodotto: IN ESAURIMENTO

