

Temporizzatore SLAT doppio



Temporizzatore per l'utilizzo da parte di più di un utente.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 407,48

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 334,00

Ammontare IVA € 73,48

Produttore: [Ablenet inc](#)

Descrizione

Il temporizzatore SLAT doppio è utile per controllare due giocattoli adattati in contemporanea, secondo la stessa modalità di controllo. Ogni giocattolo si usa così in modo indipendente.

Un temporizzatore va utilizzato ogni volta che è necessario aggiungere delle modalità di controllo a qualsiasi giocattolo o apparecchio accessibile con sensori. Utilizzatelo con qualsiasi dispositivo pre-adattato, o utilizzare il cavetto adattatore per giochi a batteria per rendere accessibili per l'utilizzo con sensori i propri giocattoli o apparecchi a batteria.

Tutti i tre temporizzatori qui presentati includono tre modalità di controllo che determinano la quantità di tempo durante cui l'apparecchio funzionerà una volta che il sensore sia stato attivato:

- Temporizzato per secondi: il dispositivo adattato si attiverà per 1 a 60 secondi con ogni attivazione del sensore.
- Temporizzato per Minuti: il dispositivo adattato si attiverà per 1 a 60 minuti con ogni attivazione.
- Modalità Bloccata: la prima attivazione del sensore accende il dispositivo, la seconda attivazione lo spegne.

Due temporizzatori in uno! Questo apparecchio permette a due persone di attivare i propri dispositivi contemporaneamente. Il Temporizzatore Doppio presenta le stesse modalità di controllo del Singolo e a Scelta, consente di scegliere la quantità di tempo che ogni attività richiede per assicurare la soddisfazione ed il successo dell'utente.

Include un cavetto maschio-maschio.

Richiede una batteria da 9 volt (non inclusa).

DETTAGLI TECNICI:

- due ingressi da 3,5 mm mono
- due uscite da 3,5 mm mono

Giocattoli e sensori non sono inclusi.

Disponibilità: prodotto sempre disponibile.

Si veda l'articolo [Temporizzatore: comparazioni e suggerimenti](#)