

Piatto per sensore Micro Light per Magic Arm



Piastra di posizionamento e fissaggio per sensore Micro Light.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 78,08

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 64,00

Ammontare IVA € 14,08

Produttore: [Ablenet inc](#)

Descrizione

Il supporto per sensore Micro Light è dotato di un foro passante, in cui si fa passare una piccole vite (in dotazione) da avvitare nella base del sensore Micro Light.

Utilizziamo questo supporto con braccio [Magic Arm](#) o Braccio Flessibile.

Perno con filettatura 1/4" (passo fotografico)

Sensore Micro Light: Non in dotazione

Braccio Magic Arm: Non in dotazione

Disponibilità: sempre disponibile.