

Partner/PLUS



Comunicatore mono-messaggio. VOCA. Selezione diretta. Audio digitalizzato.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 169,58

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 139,00

Ammontare IVA € 30,58

Produttore: [AMDi](#)

Descrizione

Partner/Plus è un comunicatore mono messaggio con uscita in voce digitalizzata

Partner/Plus si può congiungere ad altri Partner Plus per formare un comunicatore multi-messaggio.

Partner/Plus è caratterizzato da una superficie rialzata, un piccolo piano con del velcro per posizionare piccoli oggetti, una fessura per inserire dei simboli, tutto ciò rende il Partner/Plus uno strumento interessante ad esempio per insegnare le differenze e la discriminazione fra gli oggetti. Partner/Plus ha un profilo basso nella parte anteriore permettendo di attivare i messaggi con i più piccoli movimenti per ascoltare un messaggio che arriva fino a 30 secondi di durata.

Si può facilmente abbinare ad altri Partner/Plus per operare con un nuovo comunicatore a più messaggi. Si parte da uno e si aggiungono gli altri man mano che si acquisiscono nuove capacità. Sono presenti un ingresso per sensori ed una uscita per l'attivazione di dispositivi o [giochi adattati](#).

È possibile utilizzare il programma [Overlay Designer Pro v2](#) per la stampa dei propri simboli da inserire sul comunicatore.

INFO:

Prescrivibilità:

Comunicatore simbolico di base (a 1/4 caselle/tasti) ISO 22.21.09.015 LEA GU65/17

Comunicatore simbolico ISO 21.42.06.003. [DM332/99]

SPECIFICHE TECNICHE:

- Alimentazione: Batterie a stilo, (non in dotazione)
- Dimensioni aree di scelta: 9 x 9 cm
- Durata singolo messaggio: 30 s

Disponibilità: prodotto sempre disponibile.

