

## BJoy Stick A



### Mouse a Joystick a 4 pulsanti

#### Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 608,78

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 499,00

Ammontare IVA € 109,78

Produttore: [Qinera](#)

#### Descrizione

Mouse costruito con un joystick molto simile a quello delle carrozzine elettroniche e con 4 grandi pulsanti.

È stato appositamente progettato per chi abbia scarsa forza.

Fa parte della famiglia dei mouse BJoy, può essere modificato per incontrare le necessità dell'utilizzatore e le funzioni possono essere modificate e personalizzate a piacere usando il software in dotazione BJoy.

È stato progettato per persone per difficoltà motorie. Vi dà la possibilità di utilizzare il mouse in maniera accurata e facile anche se i vostri movimenti non lo sono.

Potete utilizzare i vostri programmi o app preferiti in modo facile semplice.

È un dispositivo **"Plug & Play"** compatibile con Windows, Mac OS e Linux.

Per modificare il funzionamento del mouse è in dotazione il software **BJOY software**, ad esempio è possibile modificare la velocità del puntatore, l'orientamento e le funzioni dei pulsanti.

Le impostazioni di tutti i parametri vengono memorizzate direttamente nel dispositivo, in modo che una volta salvate, il mouse possa essere utilizzato su un qualsiasi computer e/o tablet e/o smartphone, ovunque tu sia.

Questo mouse ha un solo pulsante, ma è dotato di quattro ingressi per sensori per le funzioni dei pulsanti del mouse.

#### Caratteristiche

Dispositivo USB Plug & Play.

Dimensione: 290 x 220 x 160 mm.

Include 4 grossi pulsanti.

Scudo copri-pulsanti incluso.

Etichette personalizzabili per i pulsanti.

Include coperture trasparenti e colorate per i pulsanti.

Ingresso sensori: 4 per uso di sensori esterni.

Bjoy A è un mouse analogico che permette movimento in tutte le direzioni.

Joystick molto robusto e molto sensibile.

## Mouse: BJoy Stick A

---

Velocità modificabile.  
Piedini anti-scivolamento.  
Sensori esterni non in dotazione.

**Prescrivibilità:** GU65-17 22.36.21.006

**Disponibilità:** sempre disponibile