

Power Link 4



Unità di controllo ambientale che consente di controllare fino a due apparecchi elettrici alimentati da 220V con sensori singoli, anche wireless.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 596,58

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 489,00

Ammontare IVA € 107,58

Produttore: [Ablenet inc](#)

Descrizione

PowerLink 4 prevede sei diverse modalità di controllo che consentono di definire esattamente come, e per quanto tempo, gli apparecchi saranno attivati.

Può essere utilizzato con qualsiasi sensore singolo, inclusi i sensori senza fili Big e Jelly Beamer di AbleNet, o proximity.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Facile configurazione con display integrato e un design nuovo e semplice.
- Accesso funzionale con sei modalità di controllo.
- Programmazione e raccolta dei dati accurata, come mai prima.
- Prese flessibili consentono il comodo posizionamento di due apparecchi, attivabili in modo indipendente.
- Predisposto per l'uso coi sensori senza fili Big e Jelly Beamer.
- Due ingressi per sensori.
- Dimensioni contenute.

MODALITÀ DI COMANDO

- Diretta: si comporta come con un sensore tradizionale, finché il sensore è attivato, il dispositivo collegato funziona.
- Contata: si comporta come Diretta, mostra il numero di attivazioni raggiunto.
- Doppio-Sensore: si comporta come Diretta, entrambi gli switch devono essere attivati.
- Temporizzazione Secondi: attiva i dispositivi da 1 a 99 secondi.
- Temporizzazione Minuti: attiva i dispositivi da 1 a 99 minuti.
- Bistabile: la prima attivazione attiva l'apparecchio acceso; la seconda attivazione lo disattiva.

Si veda l'articolo [Temporizzatore: comparazioni e suggerimenti](#)

