

Jelly Beamer Trasmettitore e Ricevitore con Temporizzatore



Sensore JellyBeamer wireless con ricevitore SLAT

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 492,88

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 404,00

Ammontare IVA € 88,88

Produttore: [Ablenet inc](#)

Descrizione

Il dispositivo Jelly Beamer si compone di una coppia di elementi: un trasmettitore ed un ricevitore con temporizzatore (SLAT per funzionamento temporizzato).

Il sensore è un sensore medio - delle medesime dimensioni del [sensore Jelly Bean](#), con funzionamento senza fili (ossia wireless) con quattro modalità di controllo date dal circuito SLAT.

Il trasmettitore integra il sensore vero e proprio la cui superficie di attivazione viene fornita di quattro colori differenti: la si può cambiare da rosso a giallo a verde a blue in pochi istanti.

Le quattro modalità di controllo previste sono la temporizzazione per secondi, la temporizzazione per minuti, la modalità bloccata (acceso/spento o latch) e la modalità diretta, che funziona come il sensore originale non temporizzato.

Nel trasmettitore inoltre sono presenti:

- alloggiamento per la batteria
- l'ingresso per un sensore esterno in modo che anche un sensore dalle caratteristiche differenti dal Jelly possa essere collegato tramite questo ingresso e si possa inviare il suo comando in modalità senza fili.
- predisposizione per il montaggio compatibile con [piatto rettangolare piccolo](#), con fori filettati per il fissaggio con due viti con [braccio Magic Arm](#) o similari

Nel ricevitore inoltre sono presenti:

- alloggiamento per la batteria
- due semi-asole per il passaggio di un cinturino per il fissaggio del ricevitore ad esempio su un giocattolo adattato in movimento

Sensori: Jelly Beamer Trasmettitore e Ricevitore con Temporizzatore

Questo sensore trova un suo possibile utilizzo con i [giochi adattati](#) potendone temporizzare il funzionamento e potendo collocare il ricevitore anche su un giocattolo in movimento.

In alcuni casi lo forniamo in abbinamento ai [cavetti per giochi a batterie](#)

Specifiche

Tipo di Attivazione	Pressione
Dimensione superficie di attivazione	Media (3.81 cm)
Forza di Attivazione	71g
Corsa prima dell'attivazione	0.0381-cm
Feedback	Sonoro, tattile, Visivo
Tipo Connessione	AbleNet Wireless
Numero di ingressi per Sensori	1
Batteria in dotazione	No
Piastra Montaggio Trasmettitore	Piatto rettangolare piccolo

Disponibilità: immediata

Si veda l'articolo [Temporizzatore: comparazioni e suggerimenti](#)