

Big Beamer Trasmettitore e Ricevitore con Temporizzatore



Sensore BIG, wireless, con ricevitore SLAT

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 492,88

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 404,00

Ammontare IVA € 88,88

Produttore: [Ablenet inc](#)

Descrizione

Il sensore Big Beamer twist con Ricevitore SLAT (funzionamento temporizzato) consiste in un sensore wireless con quattro modalità di controllo, e il cappello del sensore di quattro colori differenti. Si può cambiare da rosso a giallo a verde a blue in pochi istanti.

Aggiungete le funzionalità SLAT al vostro Big Beamer.

Avrete quattro modalità di controllo incluso temporizzazione per secondi, temporizzazione per minuti, bloccata (acceso/spento) e modalità diretta latch, che funziona come il sensore originale.

Specifiche

Tipo di Attivazione	Pressione
Dimensione superficie di attivazione	Grande (6.35-cm)
Forza di Attivazione	156g
Corsa prima dell'attivazione	0,114cm
Feedback	Sonoro, tattile, Visivo
Tipo Connessione	AbleNet Wireless
Numero di ingressi per Sensori	1
Batteria Tipo	No
Piastra Montaggio	Universal Mounting Plate

Disponibilità: immediata

Si veda l'articolo [Temporizzatore: comparazioni e suggerimenti](#)