

Bj Enabler Letto



Adattatore per comando dei movimenti del letto motorizzato, tramite Radiofrequenza .

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 291,58

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 239,00

Ammontare IVA € 52,58

Produttore: [Qinera](#)

Descrizione



Enabler Letto è un dispositivo su misura che permette di controllare da remoto tramite uno qualsiasi dei trasmettitori BJ, le movimentazioni del proprio letto motorizzato, nello specifico i movimenti in su e giù della testa e piedi.

Oltre questi quattro movimenti è possibile far personalizzare il comando aggiungendo anche la movimentazione verticale del letto, se prevista nel telecomando originale del letto.

Il ricevitore RF "Enabler Letto" viene installato fra il motore del letto ed il normale comando manuale, così da evitare di annullare l'utilizzo manuale del letto.

È pertanto possibile controllare la posizione del letto con il comando a distanza, col trasmettitore idoneo per voi e poter decidere da soli la propria posizione più comoda!

È possibile avere il proprio controller per il letto, fatto su misura.

L'installazione è molto semplice e preserva la normale operatività manuale del letto.

Sono disponibili due modalità operative: dead man ed impulso di 3 secondi.

Enabler Letto è un sistema che funziona a frequenza radio, pertanto supera vari tipi di ostacolo come ad esempio muri ma anche altri.

Il ricevitore Enabler Letto è disponibile per differenti modelli di letto, contattateci.

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione: fornita tramite il letto.

Controllabile con i telecomandi Bj.

Dimensioni: 104 x 59 x 36 mm.

Radio Frequenza: 433 MHz.

Si possono controllare fino a 2 diversi Enabler Letto dallo stesso sistema.

Due modi di funzionamento disponibili: dead man ed impulso (3 sec).

Connettore standard: 8 pin DIN, altre opzioni sono disponibili.

Disponibilità: su richiesta