

Sensore Piko 30 Leggero



Sensore a pressione piccolo singolo, tondo con superficie di attivazione di 3,0 cm di diametro. Forza d'attivazione 75 g

Prezzo

Produttore: [Haltija](#)

Descrizione

Sensore Piko 30mm Leggero richiede solo 75 grammi per l'attivazione, segnalata da un leggero feedback sonoro, è un sensore ad azionamento meccanico.

Nella base, predisposta con materiale gommoso antiscivolo, è presente un foro filettato per il fissaggio.

Molto versatile, adatto sia all'utilizzo da parte di bambini che di adulti, sia con gli arti inferiori che superiori, in alcuni casi anche con il capo.

A causa della loro sensibilità i sensori Piko sono adatti per controllare i sistemi di controllo dell'ambiente, i dispositivi di comunicazione, gli allarmi assistenti, ecc.

INFO

- Connettore: Jack da 3,5 mm. mono
- Dimensioni: diametro 3,0 cm
- Forza d'attivazione: 75 g
- Colori disponibili: rosso, blu, giallo, verde, rosa, bianco.

Disponibilità prodotto: Sempre disponibile.

Prescrivibilità LEA (Gu 65/17) [24.09.18.003](#)