

Interfaccia per sensori - Bj Interfaccia USB 8



Interfaccia USB per sensori ad otto ingressi per computer, molto compatta.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 145,18

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 119,00

Ammontare IVA € 26,18

Produttore: [Qinera](#)

Descrizione

L'interfaccia Bj USB 8 è un'interfaccia per sensori, configurabile grazie al software in dotazione.

Questa interfaccia dà la possibilità di collegare al computer, tramite porta USB, fino ad otto sensori con connettore mono da 3,5 mm.

Il computer riconosce l'interfaccia come se fosse un joystick e con il software in dotazione è possibile convertire i segnali in comandi del mouse o della tastiera.

I comandi inviabili sono quindi click del mouse, funzioni pulsanti joystick, comandi di tastiera .

L' interfaccia Bj USB 8 viene alimentata direttamente dalla porta USB, non richiede alimentazione esterna.

Utilizza driver standard HID (Human Interface Device) e funziona sotto Windows, Linux, Mac e svariati dispositivi dinamici di comunicazione Aumentativa ed Alternativa.

Non è necessario alcun driver per utilizzare Interfaccia USB 8 con software popolari come Grid 3.

Comandi inviabili tramite il software di configurazione:

- 1,2,3, tasti freccia
- click sinistro, click destro, doppio click, trascinamento
- Spazio, invio, Tab, BackSpace, e tasti freccia

è possibile configurare a vostro piacimento questa interfaccia, consultateci

Gli otto ingressi sono preimpostati come le quattro direzione (su, giu, destra, sinistra) e quattro pulsanti (1,2,3,4) del joystick

REQUISITI

- Porta USB
- Sensori (non in dotazione)

INFO

- Connessione: porta USB
- Compatibilità: Windows, Mac, Linux
- # ingressi per sensori: otto
- Ingressi per sensori: da 3,5 mm, mono
- Drivers: HID Joystick standard
- Latenza: estremamente ridotta
- Dimensioni: 105*65*119 mm

Prescrivibilità LEA: 24.09.24.003

Disponibilità prodotto: sempre disponibile.