

UDS-22



Aggancio Rehadapt per tubi 22 mm

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 274,50

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 225,00

Ammontare IVA € 49,50

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

Descrizione

Supporto universale per dispositivi (UDS), con testa a sfera e vite.

È caratterizzato dal caratteristico sistema di sgancio rapido di Rehadapt per agganciare/sganciare i dispositivi in modo sicuro a qualsiasi Monty 3D e molti prodotti Light 3D.

È presente una sola vite a brugola, che serve sia per il bloccaggio della regolazione del giunto sferico per il posizionamento verticale, che per la tenuta sul tubo (diam 22 mm) su cui UDS 22 viene inserito.

L'estremità libera è dotata di aggancio "maschio" di tipo RehAdapt con rilascio rapido.

Il dispositivo di comunicazione deve essere dotato di piastra di fissaggio "femmina" Rehadapt, come ad esempio la [Piastra Vesa 75](#) o la [Piastra Vesa 100](#) o altri compatibili.

Video Pulire & disinfettare

Disponibilità: Su richiesta.

Prescrivibilità (LEA GU 65/17): [braccio di sostegno snodabile per sensori di comando 24.24.03.003](#)