

## PentaLock Tele



**Stativo elevabile in altezza con base di ridotta dimensione, con ruote.**

### Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 1311,50

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 1075,00

Ammontare IVA € 236,50

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

### Descrizione

Stativo di Montaggio Pentalock Tele con base con ruote a cinque bracci, per posizionare ausili per la comunicazione e computer / tablet su letti, divani o sedie a rotelle.

Il design coniuga il classico braccio di REHAdapt (con colonna gas-molla, UDS con doppia manopolina e giunti a leva Quickshift) con base dal ridotto ingombro.

La stabilità è mantenuta dal contrappeso di 15 Kg posto alla base.

**Capacità di carico:** 5 Kg

**Peso:** 24 Kg

**Base:** 64,8 cm

**Altezza colonna:** 105-175 cm

**Altezza comunicatore:** 74-210 cm

### Video Pulire & disinfettare

**Disponibilità:** Su richiesta.

Prescrivibilità (LEA 65/17): [braccio di sostegno snodabile per sensori di comando 24.24.03.003](#)