

## Vasca palline Luminea/SHX Vibroacustica



La Vasca di palline Luminea, illuminata e vibrante che funziona con la stanza SHX

### Prezzo

Produttore: [Qinera](#)

### Descrizione

La vasca di palline è un elemento divertente e terapeutico che incoraggia sia il movimento e il gioco sia la propriocezione attraverso gli effetti del massaggio e la vibrazione delle sfere.

Le palline illuminate sono costituite da sfere trasparenti che consentono alla luce colorata di attraversarle e di essere proiettate dall'interno della vasca, creando un incredibile effetto luminoso che aumenta l'interazione.

I colori della piscina cambiano da tablet o sensore in [modalità Luminea](#) se la vasca è utilizzata in modalità stand-alone.

I colori delle piscine cambiano contemporaneamente al resto dell'ambiente. La vibrazione si attiva in base al suono e alla musica riprodotti nella stanza. Tutto questo è possibile grazie al sistema SHX che permette di selezionare un colore per mezzo di qualsiasi controller SHX (telecomando, tablet, dado, pannello touchscreen, pulsante ...), oppure cambiare colore a seconda dei segnali vocali o immagini proiettate. Per il funzionamento delle vibrazioni al variar della musica è indispensabile il collegamento ad un [modulo di controllo dei sistemi SHX](#).

### Adatto nei casi di :

- Paralisi cerebrale
- Disturbo dello spettro autistico
- Lesioni cerebrali: ictus, trauma cranico
- Difficoltà di apprendimento
- Bambini piccoli, intervento precoce

### **Caratteristiche:**

Dimensioni: 145 x 145 x 70 cm.

Include il set di palline multicolore necessario.

Include l'elemento che consente la vibrazione in base al suono.

Funzionamento integrato all'interno del sistema SHX.

### **Sorgente Luminea**

Compatibile con il sistema SHX

Modalità AUTOMatica: i colori cambiano (ciclano) senza alcun controller

Ingresso sensori per modalità AUTOMatica & Spegnimento

Ingresso sensori per modalità sequenziale (i 7 colori si ripetono ciclando)

DMX

Il ricevitore a Radio-frequenza è compatibile con i controllers Qinera.

Doppio WiFi (sia per configurazione che per la connessione alla rete della casa/centro)

Compatibile con la App Luminea

I materiali vinilici che utilizziamo nei nostri prodotti sono progettati per soddisfare le più severe esigenze del mercato.

Protezione antimicrobica, antibatterica e antifungina.

Resistente all'abrasione.

Resistente al sudore umano e alla saliva, alle urine e al sangue.

Peso totale: 620 gr / m<sup>2</sup>

Spessore: 0,5 mm - 1 mm

Conforme al regolamento REACH

Resistente al fuoco: classificazione M2

Conforme alla sicurezza dei giocattoli EN71-3.

Altamente resistente al sole.

### **Schiume**

Tutta la schiuma che utilizziamo nei nostri prodotti, sia in poliuretano che in polietilene, è standardizzata e conforme alle più severe normative tecniche e ambientali europee.

### **Colori**

Grigio, nero, blu, azzurro, rosso, arancione, giallo, pistacchio, verde, crema, bianco, marrone.

**Disponibilità:** su richiesta