

## Sensore BUTTON 1 Luminea/SHX



Sensore Luminea per cambiare il colore del tubo o delle fibre.

### Prezzo

Produttore: [Qinera](#)

### Descrizione

#### Attiva il sensore e tuffati in un nuovo mondo!

Controlla tutti i dispositivi di illuminazione.

Ora con un solo sensore puoi **controllare tutti i dispositivi in ??un ambiente sensoriale**, che siano dispositivi [Luminea](#) o dispositivi all'interno di una [stanza SHX](#) in modo semplice e senza bisogno di un ricevitore aggiuntivo. Puoi controllarli individualmente o alcuni in modo coordinato / simultaneo e svolgere funzioni diverse.

#### Opportunità terapeutiche

Lascia che l'utente prenda il controllo e scegli il suo interruttore preferito per interagire con la stanza. Sarà il leader della sessione e ciò influenzerà positivamente l'intervento terapeutico. Aumenta l'interazione, il gioco, la comunicazione, l'apprendimento e l'intrattenimento.

#### Configurazione

Questo sensore è wireless, il che consente un ambiente privo di cavi e molto facile da configurare. Sul retro, ha un display per scegliere il dispositivo che si desidera controllare e la modalità che si desidera riprodurre (cambio colore, modalità sequenziale, modalità scansione, casuale o ON e OFF). Le sue batterie sono di lunga durata consentendo di attivare il sensore fino a 100.000 volte prima di dover essere sostituite.

#### Quanti se ne possono utilizzare in contemporanea senza interferenze?

Potresti averne 9 per azionare SHX, 9 per azionare il tubo a Bolle Luminea, 9 per azionare le fibre ottiche Luminea, 9 per azionare il resto dei dispositivi Luminea, 9 per azionare tutti i dispositivi Luminea insieme. Quindi in totale 45.

Ma la logica è averne pochi e continuare a cambiare di continuo la programmazione per far funzionare i diversi dispositivi ciascuno di volta in volta nel modo desiderato e senza fili.

#### Adatto nei casi di:

Paralisi cerebrale  
Disturbo dello spettro autistico  
Danno cerebrale: ictus, trauma cranico  
Disabilità intellettiva  
Per persone anziane  
Deficit visivi  
Bambini piccoli, intervento precoce

#### Caratteristiche:

Wireless: non è necessario un ricevitore aggiuntivo (funziona direttamente tramite radiofrequenza) con tutti i dispositivi Luminea e i dispositivi SHX.

Batterie a lunga durata, che consentono di attivare il sensore fino a 100.000 volte.

Molte funzioni: puoi scegliere il cambio colore, la modalità sequenziale, la modalità di scansione, casuale o ON e OFF.

Scegli funzione: ha un display per scegliere il dispositivo e la funzione.

Controlla tutti i dispositivi contemporaneamente in modo coordinato o in un unico modo.

Funziona con tutti i dispositivi: Luminea e SHX.

Diametro: 125 mm.

**Disponibilità:** su richiesta