

LightWriter SL50



Lightwriter SL 50 - comunicatore alfabetico a tastiera e sintesi vocale

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 5917,00

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 4850,00

Ammontare IVA € 1067,00

Produttore: [Abilia](#)

Descrizione

Lightwriter SL50 è stato progettato per essere il miglior dispositivo di sintesi vocale dedicato per utenti alfabetizzati che non sono in grado di comunicare in modo efficace attraverso il parlato.

Con un Lightwriter puoi partecipare alle interazioni sociali sia mentre sei al lavoro che nel tempo libero, anche in ambienti esterni rumorosi, soleggiati o scarsamente illuminati.

Ogni parte del Lightwriter SL50 è stata progettata specificamente per questo scopo. Dal doppio schermo e dagli altoparlanti con voce molto chiara, all'interfaccia utente e alla predizione delle parole, tutto è incentrato sulla resa del discorso nel modo più efficace possibile. Quindi, niente più compromessi, niente più distrazioni, solo una comunicazione chiara, veloce ed efficace con la semplice pressione di un pulsante. Inizia a digitare e il gioco è fatto.

Il LightWriter SL50 abbina la sintesi vocale al funzionamento tramite selezione diretta da tastiera.

È dotato di due display ed una tastiera: la persona compone il messaggio attraverso la tastiera, il testo viene visualizzato sui due display, orientati uno verso la persona che scrive, l'altro verso il suo interlocutore.

Il software del dispositivo permette di velocizzare alcune funzioni: ad esempio, è possibile associare frasi intere di uso frequente ad una singola lettera, la cui pressione, insieme al tasto 'Memoria', consentirà la visualizzazione della frase, rendendo così più rapida la comunicazione.

COMUNICAZIONE NATURALE

La comunicazione fa parte della vita, nessuno dovrebbe essere escluso. L'SL50 è progettato per essere efficiente ed è sempre pronto a rimanere in contatto con tutti: connessi al tuo telefono cellulare tramite Bluetooth ed effettua chiamate telefoniche tramite il tuo Lightwriter, utilizzando una combinazione del parlato sintetizzato e della tua voce. In alternativa, accedi alla tua rubrica e invia facilmente un messaggio di testo (solo per Android) per far sapere alla tua famiglia dove ti trovi. Lo schermo conferma ciò che hai detto. Se decidi di sederti fuori non è un

PROGETTATO PER LA VITA

L'SL50 è progettato per la vita di tutti i giorni. Mentre sei in giro, puoi rimanere in contatto con tutti: connessi al tuo telefono cellulare tramite Bluetooth ed effettua chiamate telefoniche tramite il tuo Lightwriter, utilizzando una combinazione del parlato sintetizzato e della tua voce. In alternativa, accedi alla tua rubrica e invia facilmente un messaggio di testo (solo per Android) per far sapere alla tua famiglia dove ti trovi. Lo schermo conferma ciò che hai detto. Se decidi di sederti fuori non è un

comunicare in modo naturale con il contatto visivo, i gesti e il linguaggio problema con uno schermo regolabile che sarà ancora nitido alla luce del giorno e i tasti retroilluminati se il giorno si trasforma in notte.

Lightwriter SL50 permette anche la gestione degli SMS e del controllo ambientale.

Caratteristiche principali:

- Interfaccia semplice ed intuitiva
- Display ad alto contrasto per una semplice lettura anche all'esterno (sfondo blu, caratteri bianchi).
- Predizione "intelligente" per velocizzare la comunicazione
- Sintesi vocale Acapela
- Gestione SMS
- Controllo ambientale
- Scudo della tastiera regolabile in profondità
- Robusto, ergonomico e portatile
- Funzione di allarme e gestione rubrica
- Batteria a lunga durata
- Borsa
- Sistema di predizione "intelligente"
- Predizione intelligente

Il dispositivo ricorderà automaticamente le parole e le frasi più utilizzate e le proporrà durante l'utilizzo al fine di accelerare il processo di comunicazione.

Controllo ambientale Il dispositivo permette la gestione attraverso infrarossi di apparecchi come televisione e stereo dotati di telecomando IR, di facile programmazione il Lightwriter SL50 gestisce fino a 8 dispositivi differenti.

Scudo regolabile: Il dispositivo è dotato di 3 diversi scudi che permettono la regolazione della profondità dei tasti rispetto alla superficie dello scudo al fine di agevolare la digitazione e chi ha problemi di controllo dei movimenti fini della mano.

Il Layout della tastiera può essere qwerty o alfabetico.

Il tempo di attivazione dei tasti della tastiera può essere regolato e personalizzato in funzione delle esigenze dell'utilizzatore per migliorare l'accuratezza dell'utilizzatore in fase di scrittura.

Specifiche tecniche

Misure: 240mm x 140mm x 55mm

Peso: 870 grammi

Voce Acapela

[Pagina di Wikipedia su Toby Churchill](#) inventore del primo LightWriter

Disponibilità: su richiesta

Prescrivibilità LEA GU65/17: ISO [22.21.09.006 Comunicatore alfabetico a tastiera e sintesi vocale](#)

Prescrivibilità NT DM332/99 : ISO 21.15.09.003 Comunicatore alfabetico - vecchia dizione ormai obsoleta, da non usare più