


Supporto per telecamera CAM30NXT per puntatore oculare EASYeyes



Adapters

16.1258 - GA Alea Cam 30NXT

00.5266-A 2024-01-23

Rehadapt GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 104
34123 Kassel, Germany
Tel.: +49 561 220 717 0
Fax: +49 561 220 717 99
office@rehadapt.com
https://rehadapt.com


Rehadapt North America

40 Oser Ave, Suite 40-01
Hauppauge, NY 11788
Tel.: 1 (888) 635-6962
Fax: 1 (888) 635-6962
office@rehadapt.com
https://rehadapt.com



MADE EASY

Scan me



1x

2x 01.0274
Ø M4x6

2x 01.0272
Ø4x8mm


4x 01.0275
Rubber foot

4x 01.0255
Ø M4x10

8x 01.0318
Ø M4x6

1x 01.0035
2.5mm

1x Angle gauge 20°



50 mm [2"]

110 mm [4.3"]

210 mm [8.3"]


220 mm [8.66"]









Eye Tracker

Mounting spot / Montagepunkt

Page / Seite 6



Option 1 Page/Seite:2  4x 01.0255	Option 2 Page/Seite:2  4x 01.0255
Option 3 Page/Seite:3  3x 01.0255	Option 4 Page/Seite:4  3x 01.0255
Option 5 Page/Seite:4  2x 01.0274 2x 01.0272 4x 01.0275	Option 6 Page/Seite:5  4x 01.0318

1

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 115,90

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 95,00

Ammontare IVA € 20,90

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

Descrizione

Supporto regolabile per la nuovissima telecamera CAM30NXT per puntamento oculare di alea technologies, con cerniera bloccabile nell'angolo opportuno con la speciale dima in dotazione, adatto come componente aggiuntivo a tutti i supporti per tablet Rehadapt con Universal Device Socket (UDS) o Spigot Link System (SLS).

Si presta molto bene all'utilizzo combinato con il [Supporto universale per tablet 7"-13"](#).

Se non siete sicuri della compatibilità con il vostro supporto per tablet, contattateci scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. document.getElementById('cloakb34939d3276a29b6cde898ed13fdc771').innerHTML = ""; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb34939d3276a29b6cde898ed13fdc771 = 'supportotecnico' + '@'; addyb34939d3276a29b6cde898ed13fdc771 = addyb34939d3276a29b6cde898ed13fdc771 + 'easylabs' + '.' + 'it'; var addy_textb34939d3276a29b6cde898ed13fdc771 = 'supportotecnico[AT]easylabs.it'; document.getElementById('cloakb34939d3276a29b6cde898ed13fdc771').innerHTML += "<+addy_textb34939d3276a29b6cde898ed13fdc771+>: specificando quale tipo di dispositivo vorreste utilizzare e con quale adattatore posteriore.

Compatibilità telecamera: Alea Technologies [CAM30NXT](#)

Video Pulire & disinfettare

Disponibilità: immediata.

Prescrivibilità (LEA 65/17): [braccio di sostegno snodabile per sensori di comando 24.24.03.003](#)