

Sensore Big Red



Grande sensore singolo tondo a pressione con superficie di attivazione di 12,7 cm di diametro.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 102,48

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 84,00

Ammontare IVA € 18,48

Produttore: [Ablenet inc](#)

Descrizione

Indicato per l'attivazione tramite gli arti superiori o inferiori, laddove non sia possibile ottenere grande precisione di movimento. Si presta, inoltre, molto bene all'utilizzo da parte di chi abbia bisogno, per problemi di vista, di una superficie ampia e resistente per l'attivazione.

INFO

- Tipo di sensore: meccanico
- Tipo di connessione: cablata
- Lunghezza cavo: 180 cm
- Tipo di attivazione: pressione
- Superficie di attivazione: diametro 12,7 cm
- Forza di attivazione: 156 g
- Corsa prima dell'attivazione: 0,1143 cm
- Feedback: clic uditivo, visivo, tattile
- Dimensioni spina: mono da 3,5 mm
- Connessione di montaggio: piastra di montaggio Triangolare grande per tecnologia assistiva
- Colori in dotazione: giallo, verde, rosso, blu.
- Dimensioni del prodotto: 16,2 cm di lunghezza x 16,2 cm di larghezza x 3,5 cm di altezza
- Prescrivibilità: "**sensori di comando ad azionamento meccanico**" [24.09.18.003](#)

Si veda anche [Temporizzatore: comparazioni e suggerimenti](#)

Si veda anche [Giochi adattati](#)