

Sensore Micro Light



Sensore singolo a pressione, molto sensibile, a forma di parallelepipedo, nero.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 163,48

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 134,00

Ammontare IVA € 29,48

Produttore: [Ablenet inc](#)

Descrizione

È un sensore meccanico molto sensibile, di piccole dimensioni, facilmente posizionabile.

È utilizzato spessissimo sia per l'attivazione con scarsa forza che per movimenti molto ridotti.

Richiede una forza di attivazione di 10 grammi e la corsa del pulsante è di 0,7 cm.

L'attivazione di questo sensore può essere effettuata con qualsiasi parte del corpo sia possibile muovere e controllare in maniera ripetuta e non con scarsa affaticabilità: dita di mani o piedi, mani, gomiti, spalle, capo, apertura della bocca, movimenti laterali delle ginocchia.

Sensori: Sensore Micro Light

Richiede di norma, lo consigliamo sempre, l'abbinamento ad un dispositivo di posizionamento.

La soluzione da noi preferita è rappresentata dal [braccio Magic Arm](#) con il suo [piatto di fissaggio dedicato](#).

ACCESSORI

Per chi avesse grosse difficoltà motorie e necessiti pertanto di un posizionamento del sensore molto accurato, è possibile abbinare l'uso del [braccio Magic Arm](#) con apposito [Piatto di fissaggio per Micro Light](#), che garantiscono un posizionamento molto preciso ed una fissaggio stabile evitando così che la forza impressa per la attivazione del sensore non venga dispersa a causa di un posizionamento instabile.

Suggerimenti d'USO

Abbinamenti frequenti di questo sensore:

ad un [campanello di chiamata](#).

ad un [gioco adattato](#)

ad un dispositivo di controllo di altri dispositivi come [Power Link4](#) o [Partecipazione Box](#)
a qualunque [interfaccia per sensori](#)

INFO

- Tipo sensore: meccanico
- Tipo collegamento: cablato
- Lunghezza filo: 152 cm
- Tipo di attivazione: Leggera pressione
- Forza di attivazione: 10 g
- Superficie di attivazione: 4,5 cm * 1,3 cm
- Corsa prima dell'attivazione: 0,7 cm
- Dimensioni: 4,6 cm * 2,0 cm * 2,3 cm
- Feedback: sonoro (click), tattile
- Connettore: jack da 3,5 mm, mono, con angolo 90°
- Accessorio per Sistema di posizionamento: piatto per Microlight

Disponibilità: immediata.