

Sensore Blue2 Bluetooth



Sensore doppio a pressione con superficie di attivazione di 7*7 cm. Connessione bluetooth. Interfaccia bluetooth per sensori

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 437,98

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 359,00

Ammontare IVA € 78,98

Produttore: [Ablenet inc](#)

Descrizione



Input tramite sensore, uno o più. Vedi [SENSORI](#)

Si tratta di un dispositivo che è allo stesso tempo sia una interfaccia Bluetooth per sensori sia un sensore doppio, si collega via bluetooth al vostro tablet o smartphone o computer, sia esso Windows, iOS, OS X, o Android. La dimensione delle due superficie di attivazione è di 7*7 cm ciascuna.

Blue2 si accoppia attraverso la connessione bluetooth del vostro dispositivo in maniera facile e veloce.

Per l'uso è necessario avere software o apps accessibili via sensori.

È una delle possibili interfacce da utilizzare con iPad con iOS 7 o successivo, in modalità Controllo Interruttori.

I dispositivi Android devono avere la versione 9 o successiva perchè si possa utilizzare Blue2 con Android.

Consigli d'USO:

può essere usata come interfaccia wireless da usare con altri sensori per l'uso dell'Ipad, ad esempio con Micro Light

Blue2 is compatibile con:

iPad, iPhone, o iPod touch con iOS 7 o più recente

Computer Apple laptop e desktop con macOS Mavericks 10.9 o più recente

Computer Desktop, laptop, e tablet con Windows 10

Chomebooks e Chromeboxes

Cellulari Android con Android 9 o più recente

DOTAZIONE

Sensori: Sensore Blue2 Bluetooth

- Batterie ricaricabili incluse
- Integrati due Ingressi da 3.5 mm per due sensori singoli
- Carica batterie universale con cavetto USB/microUSB in dotazione

INFO

- Connessione: Bluetooth
- Compatibilità: iOS, Windows, Android, OS X
- Dimensioni singola area d'attivazione: 7x7 cm
- Dimensioni complessive: 16,2x7 cm
- Feedback: sonoro (click), tattile
- Ingresso sensori: due da 3,5 mm
- Colori sensori in dotazione: arancione, bianco

Disponibilità prodotto: Sempre disponibile.