

Comunicatore Nuovo Little Step by Step (ex LSBS con livelli)



Comunicatore multi-messaggio in sequenza VOCA. Selezione diretta. Audio digitalizzato.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 383,08

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 314,00

Ammontare IVA € 69,08

Produttore: [Ablenet inc](#)

Descrizione

Il comunicatore Nuovo Little Step by Step (precedentemente conosciuto come Little Step by Step con livelli) è un comunicatore multi-messaggio in sequenza simile al Little Step per funzionamento finalità e dimensioni, ma con in più l'aggiunta dei livelli.

Permette di registrare e riprodurre messaggi in sequenza, su tre livelli, per una durata totale complessiva di 240 secondi.

Collegando un giocattolo (con il cavetto in dotazione) è possibile azionare il gioco per tutto il tempo di riproduzione del messaggio registrato.

L'attivazione può avvenire tramite la pressione sulla superficie del dispositivo ed anche con un sensore esterno (non in dotazione).

ACCESSORI

Con il Little Step con livelli vengono forniti:

- Cavetto di collegamento a dispositivi a batteria
- Scudo trasparente che permette di fissare alla superficie del comunicatore una immagine o simbolo associata al messaggio.

È disponibile il "[piatto triangolare piccolo](#)" per il fissaggio al [Magic Arm](#) per posizionare adeguatamente Little Step con livelli, secondo le necessità dell'utilizzatore.

INFO

Prescrivibilità: per riconducibilità al comunicatore simbolico 16 caselle cod. ISO 21.42.06.003.

SPECIFICHE TECNICHE

- Messaggi/Livelli: Illimitati Sequenziali/3
- Tempo registrazione: 240 sec.
- Ingresso Sensori: 1
- Uscita Giochi/ECU App: 1
- Superficie attivazione: 6.4-cm
- Forza di attivazione: 57-85 g
- Peso con Batteria: 241 g

- Tipo Batteria: 9-volt (non in dotazione)

Disponibilità prodotto: Sempre disponibile