

Licenze di IntelliGaze



Tipologie di licenza della telecamera IntelliGaze CAM30NT.

Prezzo

Produttore: [Alea Technologies GmbH](#)

Descrizione

Questo schema di licenze si adatta a IntelliGaze 5.x ed alla telecamera CAM30NT. Non vale per IntelliGaze 11.x nè per la telecamera CAM30NXT.

La telecamera CAM30NT è una telecamera USB con licenze modulari.

CAM30NT unitamente al proprio programma IntelliGaze permette tramite il solo uso dello sguardo, di svolgere svariate attività su un computer Windows. A seconda della licenza attiva sulla telecamera è possibile avere accesso ad attività differenti. Qui di seguito sono elencate le tre licenze esistenti dalla licenza base alla più completa, performante, ricca di opzioni e di possibilità.


EAT594A [Licenza Accesso Assistito](#) è la licenza base, permette di gestire programmi come [Look To Learn](#) o I can Fly.

EAT594B [Licenza Accesso Sicuro/Comunicazione](#) è quella che consente di utilizzare vari software di comunicazione come [Grid3](#), Mind Express, OnScreen Communicator ed alcuni altri.

EAT594C [Licenza Accesso Completo/360°/ICC](#) è quella che permette di utilizzare il computer a pieno, tramite il controllo dello sguardo. Permette di utilizzare appieno l'ambiente Windows ed i suoi programmi ed App (al 99%) in maniera nativa, tramite lo sguardo, di avere accesso a comunicazione veloce e controllo ambientale direttamente dal desktop di Windows. Con la versione di IntelliGaze 5.5 il componente ICC è stato ampliato e rinnovato, integrando non solo il controllo Ambientale e pagine di comunicazione ma anche la gestione semplificata di vari social o utilities.



Di seguito esempi delle App semplificate per l'utilizzo di Whatsapp e FaceBook



[Scarica il Manuale di IntelliGaze ver_5.5-ICC](#)

È possibile aggiornare la telecamera e passare da una licenza di livello inferiore ad uno superiore, dietro corrispettivo.

Qualsiasi licenza si abbia è sempre disponibile il modulo [Gaze Assistant](#).

Disponibilità: immediata