


Piastra VESA 75 - RehAdapt



Piastra VESA 75 mm - RehAdapt.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 115,90

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 95,00

Ammontare IVA € 20,90

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

Descrizione

La piastra VESA 75 mm si utilizza per montare dispositivi predisposti con VESA 75.

La piastra è dotata di aggancio "femmina" di tipo Rehadapt, compatibile pertanto con i dispositivi di montaggio con aggancio [UDS](#) RehAdapt.

In dotazione:

4 viti lunghe 10 mm, con gambo di diametro 4 mm, con testa svasata con cavità esagonale di 3 mm.

Chiave a brugola 3 mm

Video Pulire & disinfettare

Disponibilità: Sempre disponibile.

Prescrivibilità (LEA 65/17): [braccio di sostegno snodabile per sensori di comando 24.24.03.003](#)