

BJoy Chin - a Mento



Mouse a joystick a mento.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 596,58

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 489,00

Ammontare IVA € 107,58

Produttore: [Qinera](#)

Descrizione

BJoy Chin è un emulatore di mouse, a mento.

La leva di comando, di 5 cm di altezza, è del tutto simile a quella delle carrozzine elettroniche.

I 2 tasti presenti a fianco e solidali alla leva, svolgono separatamente le funzioni: click sinistro, click destro.

Lo spostamento del cursore si ottiene, muovendo la leva nella direzione in cui si vuole.

Col software BJoy, in dotazione, è possibile definire alcuni parametri di funzionamento del mouse, fra cui:

- Velocità
- Orientamento
- Trascinamento

I parametri modificati si possono memorizzare nel mouse, in modo che spostandolo da un computer o tablet ad un altro, le proprie configurazioni rimangono memorizzate e sempre disponibili col mouse stesso.

Per l'utilizzo questo mouse richiede un buon posizionamento, possibile ad esempio con l'uso del [braccio articolato Magic Arm](#).

SPECIFICHE TECNICHE

- Dispositivo USB, plug & Play
- Dimensioni : 130 x 20 x 55 mm
- Tipo Joystick: analogico, movimenti liberi nelle 4 direzioni
- Orientamento: definibile via software BJoy
- Cavi inclusi : 4 cavi da 1,80 m, maschio/maschio
- Software BJoy incluso
- Compatibilità mouse: Windows, Linux, Ios, Android
- **Prescrivibilità:** GU65-17 22.36.21.006

- **Disponibilità:** Sempre disponibile.