

### BJoy Stick C-L



#### Mouse a Joystick

##### Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 329,40

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 270,00

Ammontare IVA € 59,40

Produttore: [Qinera](#)

#### Descrizione

Mouse costruito con un robusto joystick ed un grande pulsante accessibile.

È la versione semplificata del mouse BJoy C.

Fa parte della famiglia dei mouse BJoy, può essere modificato per incontrare le necessità dell'utilizzatore e le funzioni possono essere modificate e personalizzate a piacere usando il software in dotazione BJoy.

È stato progettato per persone per difficoltà motorie. Vi dà la possibilità di utilizzare il mouse in maniera accurata e facile anche se i vostri movimenti non lo sono.

Potete utilizzare i vostri programmi o app preferiti in modo facile semplice.

È un dispositivo **"Plug & Play"** compatibile con Windows, Mac OS e Linux.

Per modificare il funzionamento del mouse è in dotazione il software **BJOY software**, ad esempio è possibile modificare la velocità del puntatore, l'orientamento e le funzioni dei pulsanti.

Le impostazioni di tutti i parametri vengono memorizzate direttamente nel dispositivo, in modo che una volta salvate, il mouse possa essere utilizzato su un qualsiasi computer e/o tablet e/o smartphone, ovunque tu sia.

Questo mouse ha un solo pulsante, ma è dotato di quattro ingressi per sensori per le funzioni dei pulsanti del mouse.

#### Caratteristiche

Dispositivo USB Plug & Play.

Dimensione: 150 x 210 x 150 mm.

Possibilità di includere pulsanti di dimensioni maggiori (35 mm diametro) con funzioni personalizzate.

Scudo copri-pulsanti incluso.

Etichette personalizzabili per i pulsanti.

Include coperture trasparenti e colorate per i pulsanti.

Ingresso sensori: 4 per uso di sensori esterni.

## Mouse: BJoy Stick C-L

---

Joystick a Microswitch : movimento in 8 direzioni.

Joystick molto robusto.

Velocità indipendente dalla azione impressa al joystick.

Piedini anti-scivolamento.

Sensori esterni non in dotazione.

**Prescrivibilità:** GU65-17 22.36.21.006

**Disponibilità:** sempre disponibile