

UDS-22 DC con manopole



Aggancio con due manopole per Montaggi Rehadapt, per tubi diam 22 mm.

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 396,50

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 325,00

Ammontare IVA € 71,50

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

Descrizione

Speciale dispositivo UDS-22-DC (Universal device socket) con snodo sferico per i dispositivi pesanti che hanno bisogno di frequenti regolazioni come dispositivi a puntamento oculare.

È presente un bloccaggio separato per la regolazione del giunto sferico.

La prima chiave di regolazione permette di posizionare il dispositivo di comunicazione nello spazio regolandone l'inclinazione.

La seconda manopola sul UDS-22-DC permette il posizionamento verticalmente potendo scorrere lungo il tubo (diam 22 mm) cui è fissato.

L'estremità libera è dotata di aggancio "maschio" di tipo RehAdapt con rilascio rapido.

Il dispositivo di comunicazione deve essere dotato di piastra di fissaggio "femmina" Rehadapt, come ad esempio [Vesa 75](#) o [Vesa 100](#) o altri compatibili.

Video Pulire & disinfettare

Disponibilità: Su richiesta.

Accessori per fissaggio: UDS-22 DC con manopole

Prescrivibilità (LEA GU 65/17): [braccio di sostegno snodabile per sensori di comando 24.24.03.003](#)