

## Stativo da Tavolo Ts-xl



**Sistema di montaggio da Tavolo con livellamento automatico su superfici irregolari.**

### Prezzo

Prezzo (inc. IVA 22%) € 591,70

Prezzo (IVA escl.) € 485,00

Ammontare IVA € 106,70

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

### Descrizione

Sistema di montaggio da Tavolo, col telaio ad X con livellamento automatico su superfici irregolari, garantisce un montaggio molto robusto per tutti i tipi di dispositivi.

Regolabile in altezza da 5,0 a 49,7 cm.

È dotato di Aggancio per Montaggi Rehadapt UDS-22.

Lo utilizziamo per posizionare dispositivi di puntamento oculare per fare prove con utilizzatori seduti su sedie standard, o per esposizione durante convegni o fiere.

**Carico:** capacità massima di carico 7,5 Kg

**Larghezza:** 50 cm

**Profondità:** 42 cm

**Altezza:** 54 cm

**Altezza dispositivo:** 37-50 cm

**Peso stativo:** 1,25 Kg

**Disponibilità:** in 3-5 giorni dall'ordine, su richiesta.