

IntegraMouse PLUS - mouse a bocca



Mouse a bocca, wireless

Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 2318,00

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 1900,00

Ammontare IVA € 418,00

Produttore: [Lifetool](#)

Descrizione

IntegraMouse Plus è un mouse a bocca, wireless.

Con IntegraMouse PLUS è possibile attivare tutte le funzioni del mouse con lieve pressione labiale, minimi movimenti del capo e funzione respiratoria.

È il prodotto ideale per quelle persone che possono controllare il computer solo con la bocca. Tra queste si considerino persone con un alto livello di lesione midollare, con entrambe gli arti amputati o affette da distrofia muscolare, sclerosi laterale amiotrofica o sclerosi multipla. È necessario che l'utente abbia comunque un buon controllo delle funzionalità del capo e della bocca.

IntegraMouse Plus è semplice da usare e consente una rapida ed efficiente operatività al computer. Le funzioni di click sinistro e destro, per esempio, vengono effettuate inspirando ed espirando aria all'interno del dispositivo. Così anche il doppio click e le funzioni di trascinamento possono essere realizzate in maniera molto accessibile.

È certificato come dispositivo medico.

Non ha limiti di funzionalità sui diversi applicativi del computer: può essere quindi utilizzato per la gestione completa del computer, la scrittura, la navigazione in internet, i giochi e con qualsiasi applicativo Windows.

Basta collegare la chiavetta di IntegraMouse Plus al computer attraverso la porta USB ed il mouse viene riconosciuto automaticamente da Windows senza la necessità di alcun driver.

IntegraMouse Plus dev'essere fissato ad un supporto come il braccio articolato Magic Arm (non in dotazione).

REQUISITI TECNICI

- Compatibilità: Sistema operativo che supporti le funzioni USB

Mouse: IntegraMouse PLUS - mouse a bocca

- Connettore: USB
- Dimensioni: 13 cm x 21 cm x 7 cm