

## Morsetto M3D RKL-E30 per tubi rettangolari fino a 30 mm



Morsetto M3D RKL-E30 per tubi rettangolari fino a 30 mm per Stativi da carrozzina - Rehadapt.

### Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 152,50

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 125,00

Ammontare IVA € 27,50

Produttore: [RehAdapt GmbH](#)

### Descrizione

Morsetto per Stativi da carrozzina con tubi rettangolari fino a 30mm.

Si compone di due piastre tonde da posizionare una internamente, l'altra esternamente ad un tubo del telaio della carrozzina -per le carrozzine basculanti tipicamente attorno ad un tubo della seduta- e da fissare tra loro con le viti in dotazione.

Le due piastre hanno diametro di 50 mm.

In dotazione

2 viti M6\*60 mm

2 viti M6\*40 mm

2 viti M6\*25 mm

### Video Pulire & disinfettare

**Disponibilità:** Su richiesta.

Morsetti per stativi da carrozzina: Morsetto M3D RKL-E30 per tubi rettangolari fino

---

Prescrivibilità (LEA 65/17): [braccio di sostegno snodabile per sensori di comando 24.24.03.003](#)