

Cerchietto - Headband per Quha Zono



Supporto a testa a cerchietto per Quha Zono

Prezzo
Prezzo (incl. IVA 22%) € 90,28

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 74,00

Ammontare IVA € 16,28

Produttore: [Quha oy](#)

Descrizione

È un cerchietto da testa per Quha Zono, è un nuovo modo di indossare il mouse Zono. Quha HeadBand è leggero e permette un uso confortevole del mouse per ore ed ore. L'archetto costruito in materiale flessibile si adatta alla maggior parte degli utilizzatori senza alcuna modifica.

È una alternativa ideale al supporto da capo, molto utile soprattutto quando si utilizza Zono con la testa appoggiata ad un cuscino o ad un poggiatesta. Il mouse Quha Zono si monta direttamente sul cerchietto rendendo tutto l'insieme molto leggero da indossare. Il mouse Quha Zono può anche essere messo in carica mentre è montato sul cerchietto.

Quha Headband è disponibile in colore nero in quattro dimensioni, piccolo, medio, grande, extralage, o bianco, rosso, viola in dimensione grande.

T	L	Al
a	ar	te
gl	g	zz
ia	h	a
	e	
	zz	
	a	
Pi	1	1
cc	1	0
ol	0	8
a	m	m
	m	m
M	1	1

e 2 1
di 2 3
a m m
m m
G 1 1
ra 3 1
n 4 8
d m m
e m m
E 1 1
xt 3 2
ra 6 4
L m m
ar m m
g
e

Specifiche Tecniche
Contenuto: cerchietto (Headband)
Peso: 26 g
Colori disponibili: Nero, Bianco, Rosso, Viola
Materiale: Poliammide PA2200, approvato in EU dalla direttiva 2002/72/EC per contatto coi cibi (Plastics Directive)

Disponibilità: su richiesta