

### Sensore Piko 50 Impermeabile



Sensore a pressione medio singolo, tondo con superficie di attivazione di 5,0 cm di diametro, resistente all'acqua. Forza d'attivazione 125 g

#### Prezzo

Prezzo (incl. IVA 22%) € 145,18

Prezzo Imponibile (IVA escl.) € 119,00

Ammontare IVA € 26,18

Produttore: [Haltija](#)

#### Descrizione

La caratteristica di questo sensore è quella di essere resistente all'acqua.

La forza necessaria per l'attivazione di questo sensore è di 125g. Resiste ad una forza fino a 100 Kg

Nella base, predisposta con materiale gommoso antiscivolo, è presente un foro filettato per il fissaggio.

Molto versatile, adatto sia all'utilizzo da parte di bambini che di adulti, sia con gli arti inferiori che superiori, in alcuni casi anche con il capo.

È adatto per l'uso in ambienti umidi, come un bagno con doccia. Quando il sensore è sporco, ad esempio da alimenti, può essere lavato sotto l'acqua corrente.

#### INFO

- Connettore: Jack da 3,5 mm, mono
- Dimensioni: diametro superficie 5,0 cm
- Forza d'attivazione: 125 g
- Lunghezza cordone: 160 cm
- Colori disponibili: rosso, blu.

**Disponibilità prodotto:** Sempre disponibile.